

Utskickat	2021-05-18
Sista analysdag	2021-05-24
Sista svarsdag	2021-05-25

Programkoordinator Ingegerd Samuelsson  
 Telefon 018-490 31 00  
 E-post ingegerd.samuelsson@equalis.se

## Provmaterial

Benämning Equalis | Art. Nr: 13 | 2021:05/Hb:Glukos och 2021:05/CRP

Märkning på rör

**EQUALIS** Art. Nr: 13  
**EQUALIS** 2021:05/Hb/Glukos

**EQUALIS** Art. Nr: 13  
**EQUALIS** 2021:05/CRP

Beskrivning

**Equalis | Art. Nr: 13 | 2021:05/Hb:Glukos:** Helblod med tillsats av EDTA och stabiliserande substans för analys av **B—Hemoglobin och P—Glukos.**

**Equalis | Art. Nr: 13 | 2021:05/CRP:** Helblod med tillsats av EDTA och CRP för analys av **P—CRP.**

Förvaring

Efter ankomst, förvaring i kylskåp, +2 till +8 °C.

Smittrisk

HIV-antikroppar: Negativ  
 HIV-antigen: Negativ  
 HBs-antigen: Negativ  
 HCV-antikroppar: Negativ  
 Smittestningen är utförd på poolat patientprov. Materialet bör av säkerhetsskäl alltid behandlas som ett okänt patientprov.

Hållbarhet

Analysen kan utföras trots förvaring i rumstemperatur vid sen ankomst av posten fram till sista analysdag. Om er metod är känslig för hemolys bör analysen dock utföras senast på onsdagen.

## Ingående komponenter

I tabellen på sista sidan presenteras samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet. I tabellen finns även utrymme att göra egna anteckningar vid analys.

## Utförande av analys

Materialen ska ha rumstemperatur före analys.

Blanda proverna noga minst 20 gånger manuellt eller 5 minuter på vagga före analys. Utför analyserna som enkelprov enligt era normala rutiner både när det gäller spädning och analys.

## Registrering av resultat

Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt. Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

## Lotnummer

Vi ber er registrera lotnumret för ert reagens/testkit i avsett fält på Equalis Online.

## Metoduppgifter

Kontrollera att informationen om er instrumentmodell är korrekt, om inte ändra dem på Equalis Online eller meddela Equalis på annat sätt.

## Åtterrapporering

Rapport med resultatsammanställning beräknas vara deltagarna tillhanda inom en månad från sista svarsdag.

Komponent*	Egna anteckningar/Resultat**
B—Hemoglobin (g/L)	
P—Glukos (mmol/L)	
P— Glukos (glukosoxidas) (mmol/L)	
P—CRP (mg/L)	

\* Samtliga komponenter som ingår i kvalitetssäkringsprogrammet.

\*\* Resultaten registreras via Equalis Online med tre värdesiffror, om så är möjligt. Vi ber er registrera lotnumret för ert reagens/testkit i avsett fält på Equalis Online.

Registrerade resultat kan vid behov ändras till och med sista svarsdag.

Labkod: \_\_\_\_\_

Instrument: \_\_\_\_\_

Analysdatum: \_\_\_\_\_