

Sökfunktion för NPU-koder på Equalis webbplats

1. Gå till webbplatsen <https://pub.equalis.se/terminologi>

2. Bild 1 visar översiktsvyn. Funktionaliteten i fälten beskrivs med bokstäverna nedan.

A. Här söker du efter en specifik NPU/SWE-kod eller en benämning i laboratorieundersökningen. Under "Status" väljer du att söka efter aktiva eller utgångna koder.

B. Sök-resultaten kan filtreras baserat på:

- Område (Bakteriologi, Immunologi, Klinisk kemi, Transfusion, Virologi).
- System (den miljö som komponenten befinner sig i hos patienten, till exempel plasma)
- Måttenhet (den enhet som resultatet har, till exempel mmol/L)

C. Här ser du antalkoder i din sökning.

D. Tabellen visar sökresultaten med följande kolumner:

- NPU/SWE-kod
- Fullständig-IFCC/IUPAC-definition översatt till svenska
- Måttenhet
- Rapportnamn, max 25 tecken (tidigare kallat "Rekommenderat rapportnamn")
- Område (Immunologi, Klinisk kemi, Mikrobiologi, Transfusion)

E. Sök-resultaten kan laddas ner som en Excel-fil.

F. Klickar du på en kod, visas en specifik kodvy med ytterligare information (bild 2).

G. Klickar du på "Rensa val", försvinner alla filtreringar och den utförda sökningen.

Bild 1. Översiktsvyn

The screenshot shows the search interface for the NPU database. On the left, there are filter sections for Status (Aktiv: 9,419; Utgått: 236), Område (Immunologi: 1,757; Klinisk kemi: 2,833; Mikrobiologi: 2,634; Transfusion: 2,193), System, and Måttenhet. The main area is titled 'Sök i NPU-databasen' and contains a table of search results. The table has columns for NPU/SWE-kod, Fullständig svensk IFCC/IUPAC-definition, Måttenhet, Rapportnamn, and Område. The results table is partially visible, showing several rows of data.

NPU/SWE-kod	Fullständig svensk IFCC/IUPAC-definition	Måttenhet	Rapportnamn	Område
NPU01011	Plasma—Acetoacetatsubstanskoncentration	mmol/L	P—Acetoacetat	Klinisk kemi
NPU01013	Plasma—Ättiksyra fosfat, levertypkatalytisk koncentration(37°C;procedur)	µkat/L	P—ALP, levertyp	Klinisk kemi
NPU01018	Leukocytprotein—Acetyl-CoA-acetyltransferaskatalytiskt innehåll(37°C;procedur)	µkat/kg	Lkc prot—Acet-CoA-acet tr	Klinisk kemi
NPU01036	Plasma—Acetylkolinreceptor-antikropp(Immunglobulin G)arbiträr substanskoncentration(procedur)	(pde)	P—Acetylkolinrec-ak (IgG)	Immunologi
NPU01041	Leukocytprotein—N-Acetylgalaktosamin-4-sulfatas;katalytiskt innehåll(37°C;procedur)	µkat/kg	Lkc prot—Arylsulfatas 8	Klinisk kemi
NPU01050	Leukocytprotein—alfa-N-Acetylgalaktosaminidas;katalytiskt innehåll(37°C;procedur)	µkat/kg	Lkc prot—α-GalNAAs	Klinisk kemi
NPU01058	Leukocytprotein—N-Acetylglukosamin-6-sulfatas;katalytiskt innehåll(37°C;procedur)	µkat/kg	Lkc prot—NAGSS	Klinisk kemi
NPU01065	Plasma—Surt fosfat, prostatahög;katalytisk koncentration(37°C;procedur)	µkat/L	P—Sura fosfataser	Klinisk kemi
NPU01087	Plasma—Adenovirus-antikropp(arbiträr substanskoncentration(procedur)	(pde)	P—Adenovirus-ak	Mikrobiologi

3. Bild 2 visar den **specifika kodvyn**. I denna vy finns ytterligare information om koden jämfört med översiktsvyn. Dessa fält finns beskrivna med bokstäver nedan. De specifika kodvyerna har unika länkar.

A. Förkortad IFCC/IUPAC-definition översatt till svenska.

B. Kortnamn (max 20 tecken). Bör enbart användas om LIMS/Journalsystem inte kan hantera rapportnamnet på 25 tecken.

C. Om NPU/SWE-koden finns i den lista med NPU-koder som används i de nationella tjänsterna Nationell Patientöversikt (NPÖ) och 1177-Journalen, så är analysen sorterad in en (NPÖ/Journalen grupp) eller två grupper (NPÖ/Journalen grupp + NPÖ/Journalen övrig grupp). Vilken grupp analysen tillhör visas i detta/dessa fält.

D. Datum för kodens skapande och senaste ändring.

E. Tabellen beskriver mer specifikt definitionen av koden enligt IFCC/IUPAC.

F. Klickar du på "NPU sök" i den blå rutan så återgår du till din sökning i översiktsvyn.

Bild 2. Specifik kodvy

NPU sök **F**

NPU/SWE kod: NPU19673

Rapportnamn: P-Albumin

Status: **Aktiv**

Ornvälje: Klinisk kemi

Färdiglagd svensk IFCC/IUPAC definition: Plasma-Albuminmättningskoncentration

Måttenheter: g/L

Förkortad svensk IFCC/IUPAC definition: **A** P-Albuminmättningskonc.

Kortnamn: **B** P- Albumin

NPÖ/Journalen grupp: **C** egurs/elektrolyter

NPÖ/Journalen övrig grupp: **C**

Kod skapad: 1997-07-22 **D**

Kod senast ändrad: 2024-06-05 **D**

System E	System specifikation	Komponent	Komponent specifikation	Egenskap	Egenskap specifikation	Måttenheter
Plasma		Albumin		mättningskoncentration		gram/liter